

Экстракторы Сокслета

Жидкостная экстракция из твердых материалов, основанная на рециркуляции растворителя и дистилляции его из экстрагированной смеси. Экстрагируемый компонент концентрируется в емкости для растворителя. Метод подходит для эффективной экстракции при небольшом количестве растворителя.

В состав экстрактора входят:

- Круглодонная колба (для растворителя)
- Экстрактор
- Холодильник спиралевидный или шаровидный

Имеются готовые варианты экстракторов Сокслета.



Экстрактор мл	Шлифы экстрактора	Колба мл	Тип холодильника	Каталожный номер
30	29/32	100	спиралевидный	5.3600.25
70	34/35	100	спиралевидный	5.3600.31
100	45/40	250	спиралевидный	5.3600.37
150	45/40	250	спиралевидный	5.3600.43
200	45/40	250	спиралевидный	5.3600.46
250	45/40	500	спиралевидный	5.3600.49
300	60/46	500	спиралевидный	5.3600.52
500	60/46	1000	спиралевидный	5.3600.58
1000	71/51	2000	спиралевидный	5.3600.70
30	29/32	100	шаровидный	5.3650.25
70	34/35	100	шаровидный	5.3650.31
100	45/40	250	шаровидный	5.3650.37
150	45/40	250	шаровидный	5.3650.43
200	45/40	250	шаровидный	5.3650.46
250	45/40	500	шаровидный	5.3650.49
2000	45/40	2000	спиралевидный	5.3670.73
с фланцем				



Имеется две разновидности насадок экстракторов Сокслета: со сливным краном и без него.



Экстрактор мл	Шлифы экстрактора	Описание	Каталожный номер
30	29/32	без сливного крана	5.3951.25
70	34/35	без сливного крана	5.3951.31
100	45/40	без сливного крана	5.3951.37
150	45/40	без сливного крана	5.3951.43
200	45/40	без сливного крана	5.3951.46
250	45/40	без сливного крана	5.3951.49
300	60/46	без сливного крана	5.3951.52
500	60/46	без сливного крана	5.3951.58
1000	71/51	без сливного крана	5.3951.70
70	34/35	с краном	5.4001.31
100	45/40	с краном	5.4001.37
150	45/40	с краном	5.4001.43
250	45/40	с краном	5.4001.49
500	60/46	с краном	5.4001.58
2000	45/40	без сливного крана с фланцем	5.3672.01

